



Cali LAB View Web

Manual de Utilização do Sistema

Software para Gerenciamento Metrológico e
Visualização Eletrônica de Certificados de Calibração

SUMÁRIO

CALI LAB VIEW WEB	3
LOGIN	4
INICIAL	5
CADASTRO DE INSTRUMENTOS.....	6
CADASTRO DE CALIBRAÇÕES	7
CADASTRO DE MOVIMENTOS	8
RELATÓRIOS	9
Relatório de Instrumentos	9
Relatório de Calibrações	11
Relatório de Movimentos	12
CADASTRO AUXILIAR.....	13
Cadastro de Usuários.....	13
Cadastro de Funcionários	15
Cadastro de Proprietários de Instrumentos	16
Cadastro de Resultado de Assinaturas	17
Cadastro de Campos Personalizados (Movimentos).....	18

CALI LAB VIEW WEB

O Cali LAB View Web é um sistema especialmente desenvolvido para os prestadores de serviços disponibilizarem eletronicamente aos seus clientes todas as informações das calibrações dos instrumentos e os certificados. Ele permite a visualização dos certificados de calibração de forma eletrônica e o gerenciamento dos instrumentos de medição, informando as datas de calibração, permitindo o controle da movimentação dos instrumentos, etc. (Figura 1).




Figura 1

LOGIN

Acesse o endereço do software pelo navegador e você poderá efetuar login com um dos usuários cadastrados. (Figura 2).



Software para Gerenciamento
Metrológico e Visualização
Eletrônica de Certificados de Calibração

lab
web

Software de gerenciamento metrológico com acesso pela internet, permitindo o controle total das calibrações, visualização dos certificados, aprovação eletrônica e emissão de relatórios gerenciais.

Sistema Baseado na Norma ISO/IEC 17025

LAB View logotipo do sistema Cali LAB View Web, software desenvolvido e comercializado pela empresa Cali (Action Automação Ltda.).
Todos os Direitos Reservados!

Usuário

Senha

ACESSAR

Logotipo do
Cliente

Sistema melhor visualizado em resolução 1024x768 pixels ou superior.

Figura 2

INICIAL

O Cali LAB View Web é um sistema especialmente desenvolvido para os prestadores de serviços disponibilizarem eletronicamente aos seus clientes todas as informações das calibrações dos instrumentos e os certificados. Ele permite a visualização dos certificados de calibração de forma eletrônica e o gerenciamento dos instrumentos de medição, informando as datas de calibração, permitindo o controle da movimentação dos instrumentos, etc. (Figura 3).



The interface shows the Cali logo on the left. A navigation bar contains icons and labels for: Inicial, Instrumentos, Calibrações, Movimentos, Relatórios, Auxiliares, and Ajuda. Below the navigation bar, it says 'Usuário Logado: Administrador | Alterar Senha | Sair'. The main content area is titled 'Cali LAB View Web' and contains two sections: 'Instrumentos Vencidos' and 'Padrões Vencidos'. Each section has a table with columns: Instrumento, Descrição do Instrumento, Tipo / Família, and Data Proxima Calibração.


Instrumento	Descrição do Instrumento	Tipo / Família	Data Proxima Calibração
BAL-007	Balanças	Balanças	31/05/2007

Instrumento	Descrição do Instrumento	Tipo / Família	Data Proxima Calibração
BAL-PADRAO	Balanças Padrão	Balanças Padrão	31/07/2007

Figura 3

CADASTRO DE INSTRUMENTOS

Clique no menu *Instrumentos*. Para visualizar os instrumentos importados clique em procurar e selecione o instrumento desejado. (Figura 4). Se for desejado pode-se vincular um proprietário ao instrumento.



Cadastro de Instrumentos

Informações sobre o Instrumento

Identificação do Instrumento: Descrição do Instrumento: Proprietário do Instrumento:

Responsável: Tipo/Família: Procedimento:

Classe do Instrumento: Fabricante: Cadastro Indefinido 1:

Cadastro Indefinido 2: Cadastro Indefinido 3: Cadastro Indefinido 4:

Periodicidade

Classificação: Periodicidade: Antecedência: Dia Próx. Calibração: Data Próxima Calibração:

Informações Adicionais

Campo Indefinido 1: Campo Indefinido 2: Campo Indefinido 3: Campo Indefinido 4: Campo Indefinido 5:

Campo Indefinido 6: Campo Indefinido 7: Campo Indefinido 8: Campo Indefinido 9: Campo Indefinido 10:

Campo Indefinido 11: Campo Indefinido 12: Campo Indefinido 13: Campo Indefinido 14:

Observações Gerais:

Última Calibração

Nº Calibração: Data Calibração: Data Ref. Próxima: Resultado da Calibração:

Observações da Calibração:

[Histórico de Calibrações](#) [Ir para Calibração](#)

Último Movimento

Responsável Movimento: Data/Hora: Funcionário:


Observações do Movimento:

[Histórico de Movimentos](#) [Ir para Movimento](#)

Figura 4

CADASTRO DE CALIBRAÇÕES

Clique no menu *Calibrações*. Para visualizar as calibrações importadas clique em procurar e selecione a calibração desejada. (Figura 5). Se for desejado pode-se assinar a calibração no campo *Informações da Assinatura e Revisão*.



The screenshot shows the 'Cadastro de Calibrações' (Calibration Registration) form in the CALI LAB View Web application. The interface includes a top navigation bar with the CALI logo and a menu with icons for Inicial, Instrumentos, Calibrações, Movimentos, Relatórios, Auxiliares, and Ajuda. Below the menu, the user is logged in as 'Administrador' with options to 'Alterar Senha' or 'Sair'.

The main form is titled 'Cadastro de Calibrações' and contains several sections:


- Informações da Calibração:** Fields for 'Número Calibração', 'Data Realização', 'Responsável', 'Laboratório Responsável', 'Motivo da Realização', 'Número Suplemento', 'Versão Certificado', 'Temperatura', 'Umidade', and 'Procedimento'. A 'Certificado' button is at the bottom right.
- Informações do Instrumentos:** Fields for 'Instrumento', 'Descrição do Instrumento', 'Proprietário do Instrumento', and 'Próxima Calibração'. An 'Ir para o Instrumento' button is at the bottom right.
- Informações Complementares:** Fields for 'Cadastro Indefinido 1' through 'Cadastro Indefinido 4' and 'Campo Indefinido 1' through 'Campo Indefinido 4'.
- Informações da Assinatura e Revisão:** Fields for 'Data Revisão', 'Responsável pela Revisão', 'Data Assinatura', 'Responsável pela Assinatura', and 'Resultado da Assinatura'. It also includes text areas for 'Observações da Revisão' and 'Observações da Assinatura'. An 'Assinar a Calibração' button is at the bottom right.

Navigation icons (search, delete, add) are present at the top right and bottom right of the form sections.

Figura 5

CADASTRO DE MOVIMENTOS

Clique no menu *Movimentos*. Para cadastrar um movimento de um instrumento clique em *Novo*, em seguida selecione o instrumento desejado preencha os campos indefinidos como desejar. (Figura 6).



The screenshot displays the 'Cadastro de Movimentos' (Movement Registration) form within the CALI LAB View Web application. The interface includes a top navigation bar with the CALI logo and a menu with icons for 'Inicial', 'Instrumentos', 'Calibrações', 'Movimentos', 'Relatórios', 'Auxiliares', and 'Ajuda'. Below the menu, the user is logged in as 'Administrador' with options to 'Alterar Senha' or 'Sair'.

The main form is titled 'Cadastro de Movimentos' and contains two sections: 'Informações do Movimento' and 'Informações Complementares'.

Informações do Movimento

Código	Instrumento	Descrição do Instrumento
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Responsável Cadastro	Data/Hora	Funcionário
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

[Ir para o Instrumento](#)

Informações Complementares

Cadastro Indefinido 1	Cadastro Indefinido 2	Cadastro Indefinido 3
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cadastro Indefinido 4	Cadastro Indefinido 5	Cadastro Indefinido 6
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Campo Indefinido 1	Campo Indefinido 2	Campo Indefinido 3
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Campo Indefinido 4	Campo Indefinido 5	Campo Indefinido 6
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Observações do Movimento

Figura 6

RELATÓRIOS

Clique no menu *Relatórios* para visualizar um relatório de instrumento em *Relatório de Instrumentos*, um relatório de calibração em *Relatório de Calibrações* ou um relatório de movimento em *Relatório de Movimentos*.

Para visualizar um relatório de todos, deixe o campo *Filtros da pesquisa* em branco e clique em *Pesquisar*. (Figura 7).



Figura 7

Relatório de Instrumentos

Clique no menu *Relatório*, após clique em *Relatórios de Instrumentos*. Para visualizar um relatório preencha o campo *Filtros da pesquisa* de acordo com o instrumento desejado, após clique em *Pesquisar*.

Para visualizar um relatório de todos os instrumentos deixe o campo *Filtros da pesquisa* em branco e clique em *Pesquisar*. (Figura 8).



Usuário Logado: Administrador | Alterar Senha | Sair

Relatório de Instrumentos

Filtros da Pesquisa

Instrumento: Descrição do Instrumento: Proprietário:

Classe do Instrumento: Tipo/Família: Fabricante:

Procedimento: Classificação: Periodicidade: Antecedência:

Cadastro Indefinido 1: Cadastro Indefinido 2: Cadastro Indefinido 3: Cadastro Indefinido 4:

Campo Indefinido 1: Campo Indefinido 2: Campo Indefinido 3: Campo Indefinido 4: Campo Indefinido 5:

Campo Indefinido 6: Campo Indefinido 7: Campo Indefinido 8: Campo Indefinido 9: Campo Indefinido 10:

Campo Indefinido 11: Campo Indefinido 12: Campo Indefinido 13: Campo Indefinido 14:

Calibração

Nº Calibração (Inicial/Final): Sufixo: Data da Calibração (Inicial/Final):

Resultado da Calibração: Data Próx Calibração (Inicial/Final):

☐ Instrumentos Vencidos? ☐ Padrões Vencidos?

Movimento

Nº Movimento (Inicial/Final):

Data do Movimento (Inicial/Final):

Funcionário:

Colunas exibidas no relatório


<input checked="" type="checkbox"/> Instrumento	<input checked="" type="checkbox"/> Proprietário	<input checked="" type="checkbox"/> Descrição do Instrumento	<input checked="" type="checkbox"/> Procedimento
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo/Família	<input checked="" type="checkbox"/> Classe	<input checked="" type="checkbox"/> Fabricante	<input checked="" type="checkbox"/> Classificação
<input checked="" type="checkbox"/> Antecedência	<input checked="" type="checkbox"/> Periodicidade	<input checked="" type="checkbox"/> Responsável	<input checked="" type="checkbox"/> Calibração
<input checked="" type="checkbox"/> Sufixo	<input checked="" type="checkbox"/> Resultado da Calibração	<input checked="" type="checkbox"/> Dia Próxima	<input checked="" type="checkbox"/> Data da Calibração
<input checked="" type="checkbox"/> Data de Referência Próxima	<input checked="" type="checkbox"/> Data da Próxima Calibração	<input checked="" type="checkbox"/> Cadastro Indefinido 1	<input checked="" type="checkbox"/> Cadastro Indefinido 2
<input checked="" type="checkbox"/> Cadastro Indefinido 3	<input checked="" type="checkbox"/> Cadastro Indefinido 4	<input checked="" type="checkbox"/> Campo Indefinido 1	<input checked="" type="checkbox"/> Campo Indefinido 2
<input checked="" type="checkbox"/> Campo Indefinido 3	<input checked="" type="checkbox"/> Campo Indefinido 4	<input checked="" type="checkbox"/> Campo Indefinido 5	<input checked="" type="checkbox"/> Campo Indefinido 6
<input checked="" type="checkbox"/> Campo Indefinido 7	<input checked="" type="checkbox"/> Campo Indefinido 8	<input checked="" type="checkbox"/> Campo Indefinido 9	<input checked="" type="checkbox"/> Campo Indefinido 10
<input checked="" type="checkbox"/> Campo Indefinido 11	<input checked="" type="checkbox"/> Campo Indefinido 12	<input checked="" type="checkbox"/> Campo Indefinido 13	<input checked="" type="checkbox"/> Campo Indefinido 14
<input checked="" type="checkbox"/> Observação da Calibração	<input checked="" type="checkbox"/> Observação da Instrumento	<input checked="" type="checkbox"/> Movimento	<input checked="" type="checkbox"/> Data do Movimento
<input checked="" type="checkbox"/> Responsável pelo Movimento	<input checked="" type="checkbox"/> Funcionário	<input checked="" type="checkbox"/> Cadastro Indefinido 1	<input checked="" type="checkbox"/> Cadastro Indefinido 2
<input checked="" type="checkbox"/> Cadastro Indefinido 3	<input checked="" type="checkbox"/> Cadastro Indefinido 4	<input checked="" type="checkbox"/> Cadastro Indefinido 5	<input checked="" type="checkbox"/> Cadastro Indefinido 6
<input checked="" type="checkbox"/> Campo Indefinido 1	<input checked="" type="checkbox"/> Campo Indefinido 2	<input checked="" type="checkbox"/> Campo Indefinido 3	<input checked="" type="checkbox"/> Campo Indefinido 4
<input checked="" type="checkbox"/> Campo Indefinido 5	<input checked="" type="checkbox"/> Campo Indefinido 6	<input checked="" type="checkbox"/> Observação do Movimento	

Figura 8

Relatório de Calibrações

Clique no menu *Relatório*, após clique em *Relatórios de Calibrações*. Para visualizar um relatório preencha o campo *Filtros da pesquisa* de acordo com a calibração desejada, após clique em *Pesquisar*.

Para visualizar um relatório de todas as calibrações deixe o campo *Filtros da pesquisa* em branco e clique em *Pesquisar*. (Figura 9).



Relatório de Calibrações

Filtros da Pesquisa

Nº Calibração (Inicial/Final) Sufixo Data da Calibração (Inicial/Final) Responsável

Nº Suplemento (Inicial/Final) Sufixo Data da Revisão (Inicial/Final) Revisor

Instrumento Procedimento

Fornecedor Motivo da Calibração Resultado da Assinatura

Cadastro Indefinido 1 Cadastro Indefinido 2 Cadastro Indefinido 3 Cadastro Indefinido 4

Campo Indefinido 1 Campo Indefinido 2 Campo Indefinido 3 Campo Indefinido 4

☐ Apenas Calibrações não assinadas.

Colunas exibidas no relatório


<input checked="" type="checkbox"/> Calibração	<input checked="" type="checkbox"/> Sufixo Calibração	<input checked="" type="checkbox"/> Original	<input checked="" type="checkbox"/> Sufixo Original
<input checked="" type="checkbox"/> Fornecedor	<input checked="" type="checkbox"/> Instrumento	<input checked="" type="checkbox"/> Procedimento	<input checked="" type="checkbox"/> Motivo da Calibração
<input checked="" type="checkbox"/> Responsável pelo Cadastro	<input checked="" type="checkbox"/> Resultado da Calibração	<input checked="" type="checkbox"/> Responsável pela Revisão	<input checked="" type="checkbox"/> Temperatura
<input checked="" type="checkbox"/> Umidade	<input checked="" type="checkbox"/> Data da Calibração	<input checked="" type="checkbox"/> Data de Revisão	<input checked="" type="checkbox"/> Cadastro Indefinido 1
<input checked="" type="checkbox"/> Cadastro Indefinido 2	<input checked="" type="checkbox"/> Cadastro Indefinido 3	<input checked="" type="checkbox"/> Cadastro Indefinido 4	<input checked="" type="checkbox"/> Campo Indefinido 1
<input checked="" type="checkbox"/> Campo Indefinido 2	<input checked="" type="checkbox"/> Campo Indefinido 3	<input checked="" type="checkbox"/> Campo Indefinido 4	<input checked="" type="checkbox"/> Observação

Figura 9

Relatório de Movimentos

Clique no menu *Relatório*, após clique em *Relatórios de Movimentos*. Para visualizar um relatório preencha o campo *Filtros da pesquisa* de acordo com o movimento desejado, após clique em *Pesquisar*.

Para visualizar um relatório de todos os movimentos deixe o campo *Filtros da pesquisa* em branco e clique em *Pesquisar*. (Figura 10).



Relatório de Movimentos

Filtros da Pesquisa

Nº Movimento (Inicial/Final) Data do Movimento (Inicial/Final) Instrumento

Responsável Funcionário

Cadastro Indefinido 1 Cadastro Indefinido 2 Cadastro Indefinido 3

Cadastro Indefinido 4 Cadastro Indefinido 5 Cadastro Indefinido 6

Campo Indefinido 1 Campo Indefinido 2 Campo Indefinido 3

Campo Indefinido 4 Campo Indefinido 5 Campo Indefinido 6

Colunas exibidas no relatório

<input checked="" type="checkbox"/> Movimento	<input checked="" type="checkbox"/> Instrumento	<input checked="" type="checkbox"/> Descrição do Instrumento	<input checked="" type="checkbox"/> Data Movimento
<input checked="" type="checkbox"/> Responsável	<input checked="" type="checkbox"/> Funcionário	<input checked="" type="checkbox"/> Cadastro Indefinido 1	<input checked="" type="checkbox"/> Cadastro Indefinido 2
<input checked="" type="checkbox"/> Cadastro Indefinido 3	<input checked="" type="checkbox"/> Cadastro Indefinido 4	<input checked="" type="checkbox"/> Cadastro Indefinido 5	<input checked="" type="checkbox"/> Cadastro Indefinido 6
<input checked="" type="checkbox"/> Campo Indefinido 1	<input checked="" type="checkbox"/> Campo Indefinido 2	<input checked="" type="checkbox"/> Campo Indefinido 3	<input checked="" type="checkbox"/> Campo Indefinido 4
<input checked="" type="checkbox"/> Campo Indefinido 5	<input checked="" type="checkbox"/> Campo Indefinido 6	<input checked="" type="checkbox"/> Observação	

Figura 10

CADASTRO AUXILIAR

Cadastro de Usuários

Clique no menu *Auxiliares*, após clique em *Usuários*, aqui você poderá adicionar, editar e apagar usuários do sistema Cali.

O *Nível de acesso* é o nível de acesso do usuário, que pode ser *Gerente Técnico*, *Usuário* e *Não Usuário*.

Você poderá, ainda, restringir os acessos do usuário aos menus selecionados.

As opções de acessibilidade estão divididas em *Escrita*, *Leitura* e *Não Permitido*. Com a opção *Escrita* marcada o usuário terá poderes gerais ao item selecionado. Com a opção *Leitura* marcada, o usuário terá poderes somente para ler os dados do item selecionado e com a opção *Não Permitido* marcada o usuário estará com o item bloqueado. (Figura 11).


Na Guia 'Definições de Acesso' é possível definir as seguintes permissões ao usuário:








Permitir Assinatura de Certificados - Com a opção marcada o usuário poderá para assinar a Calibração Realizada.

Visualizar Aviso de Padrões Vencidos - Com a opção marcada o usuário poderá visualizar todos os padrões vencidos.

Visualizar Aviso de Instrumentos Vencidos - Com a opção marcada o usuário poderá visualizar todos os instrumentos vencidos.

Obs.: Se as duas permissões de visualização estiverem desmarcadas, ao acessar a página inicial do sistema o usuário será redirecionado para o cadastro de calibrações.





 Inicial
 Instrumentos
 Calibrações
 Movimentos
 Relatórios
 Auxiliares
 Ajuda


Usuário Logado: Administrador | [Alterar Senha](#) | [Sair](#)


Cadastro Auxiliar


[Cadastros Auxiliares](#)


Usuários



Funcionários



Proprietários



Resultados de Assinaturas



Personalizados


[Cadastros Indefinidos](#)



Local de Uso


Status do Equipamentos







Turno


Cadastro Indefinido 4


Cadastro Indefinido 5


Cadastro Indefinido 6

Cadastro de Usuários

[Informações sobre o Usuário](#)

Código	Nome do Usuário	Senha
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-mail / Login	Nível Acesso	Empresa
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

[Permissões de Acesso](#)

Cadastro de Usuários	Cadastro de Funcionários
<input type="text" value="Não Permitido"/>	<input type="text" value="Não Permitido"/>
Cadastro de Instrumentos	Cadastro de Proprietários
<input type="text" value="Não Permitido"/>	<input type="text" value="Não Permitido"/>
Cadastro de Calibrações	Cadastro de Resultado de Ass
<input type="text" value="Não Permitido"/>	<input type="text" value="Não Permitido"/>
Cadastro de Movimentos	Cadastro de Personalizados
<input type="text" value="Não Permitido"/>	<input type="text" value="Não Permitido"/>
Relatórios	Cadastro de Indefinidos
<input type="text" value="Não Permitido"/>	<input type="text" value="Não Permitido"/>

[Definições de Acesso](#)

☐ Permitir Assinatura de Certificados?

☐ Visualizar Aviso de Padrões Vencidos?

☐ Visualizar Aviso de Instrumentos Vencidos?













Figura 11

Cadastro de Funcionários

Clique no menu *Auxiliares*, após clique em *Funcionários*. Para criar novos funcionários clique no botão *Novo*, logo após preencha o campo *Nome* com o nome do funcionário e se necessário vincule uma senha ao mesmo, no campo *Senha*, logo após confirme a senha. (Figura 12).



The screenshot displays the Cali LAB View Web interface. At the top, there is a navigation bar with the Cali logo and a menu containing: Inicial, Instrumentos, Calibrações, Movimentos, Relatórios, Auxiliares, and Ajuda. Below the menu, a status bar indicates 'Usuário Logado: Administrador | Alterar Senha | Sair'.

The main content area is divided into two sections:


- Cadastro Auxiliar:** This section includes a sub-header 'Cadastros Auxiliares' and a row of icons for 'Usuários', 'Funcionários', 'Proprietários', 'Resultados de Assinaturas', and 'Personalizados'.
- Cadastros Indefinidos:** This section contains six input fields, each labeled 'Cadastro Indefinido' followed by a number from 1 to 6.

The **Cadastro de Funcionários** section is highlighted. It features a sub-header 'Funcionários' and a form with two input fields: 'Código' and 'Nome do Funcionário'. To the right of the form, there are icons for file operations (document, magnifying glass, printer) and status indicators (red X, green checkmark).

Figura 12

Cadastro de Proprietários de Instrumentos

Clique no menu *Auxiliares*, após clique em *Proprietários*. Para gerar novos proprietários clique no botão *Novo* e preencha o campo *Nome* com o nome do novo proprietário. (Figura 13).



The screenshot displays the Cali LAB View Web interface. At the top, there is a navigation bar with the Cali logo and a menu containing: Inicial, Instrumentos, Calibrações, Movimentos, Relatórios, Auxiliares, and Ajuda. Below the menu, it indicates 'Usuário Logado: Administrador | Alterar Senha | Sair'.

The main content area is divided into two sections:


- Cadastro Auxiliar:** This section includes a sub-header 'Cadastros Auxiliares' and a row of icons for 'Usuários', 'Funcionários', 'Proprietários', 'Resultados de Assinaturas', and 'Personalizados'.
- Cadastros Indefinidos:** This section shows six placeholder boxes labeled 'Cadastro Indefinido 1' through 'Cadastro Indefinido 6'.

The **Cadastro de Proprietários** section is highlighted. It features a sub-header 'Proprietários de Instrumentos' and a form with two input fields: 'Código' and 'Nome do Proprietário'. To the right of the form are icons for file operations (document, magnifying glass, folder) and status (red X, green checkmark).

Figura 13

Cadastro de Resultado de Assinaturas

Clique no menu *Auxiliares*, após clique em *Resultado de Assinaturas*. Para gerar novos resultados de assinaturas clique no botão *Novo* e preencha o campo *Nome* com o nome da nova opção. (Figura 14).



The screenshot displays the Cali LAB View Web interface. At the top, there is a navigation bar with the Cali logo and a menu containing: Inicial, Instrumentos, Calibrações, Movimentos, Relatórios, Auxiliares, and Ajuda. Below the menu, it indicates 'Usuário Logado: Administrador' with links for 'Alterar Senha' and 'Sair'.


The main content area is titled 'Cadastro Auxiliar' and includes a sub-section 'Cadastros Auxiliares' with icons for 'Usuários', 'Funcionários', 'Proprietários', 'Resultados de Assinaturas', and 'Personalizados'. Below this is a section for 'Cadastros Indefinidos' with six input fields labeled 'Cadastro Indefinido 1' through '6'.

The 'Cadastro de Resultados de Assinaturas' section is highlighted. It features a 'Resultados de Assinaturas' header and a form with two columns: 'Código' and 'Nome'. Below the form, there are icons for file operations (document, magnifying glass, plus, minus, delete, and save).

Figura 14

Cadastro de Campos Personalizados (Movimentos)

Clique no menu *Auxiliares*, após selecione *Personalizados*. Para criar novas opções de respostas nos campos indefinidos preencha o campo *Nome* com o nome da opção a ser criada. (Figura 15).



The screenshot shows the CALI LAB View Web interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Inicial, Instrumentos, Calibrações, Movimentos, Relatórios, Auxiliares, and Ajuda. Below the navigation bar, the user is logged in as 'Administrador' and can click on 'Alterar Senha' or 'Sair'.

The main content area is titled 'Cadastro Auxiliar' and contains two sections: 'Cadastros Auxiliares' and 'Cadastros Indefinidos'.

The 'Cadastros Auxiliares' section has five icons representing different types of auxiliary records: Usuários, Funcionários, Proprietários, Resultados de Assinaturas, and Personalizados.

The 'Cadastros Indefinidos' section has six input fields for creating new auxiliary records, labeled 'Cadastro Indefinido 1' through 'Cadastro Indefinido 6'.

Below the 'Cadastros Indefinidos' section is the 'Campos Personalizados' section, which is titled 'Cadastro de Movimento'. It contains a table with six columns for creating new movement fields. The table has three rows of headers and three rows of input fields.

Nome do Cadastro 1	Nome do Cadastro 2	Nome do Cadastro 3
Cadastro Indefinido 1	Cadastro Indefinido 2	Cadastro Indefinido 3
Nome do Cadastro 4	Nome do Cadastro 5	Nome do Cadastro 6
Cadastro Indefinido 4	Cadastro Indefinido 5	Cadastro Indefinido 6
Nome do Campo Livre 1	Nome do Campo Livre 2	Nome do Campo Livre 3
Campo Indefinido 1	Campo Indefinido 2	Campo Indefinido 3
Nome do Campo Livre 4	Nome do Campo Livre 5	Nome do Campo Livre 6
Campo Indefinido 4	Campo Indefinido 5	Campo Indefinido 6

Figura 15